

CAMILLA DE TRANSPORTE PARA PEQUEÑOS ANIMALES

— VM-014 —



Camilla diseñada para el transporte y manejo de pequeños animales, fabricada en acero inoxidable Ref. 304. Cuenta con tendido desmontable, manijas deslizables y ruedas con freno que facilitan su desplazamiento y permiten asegurarla durante el uso.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304.
- Estructura en tubo redondo calibre 18.
- Tendido desmontable en lámina de acero inoxidable calibre 20.
- Manijas deslizables para facilitar el transporte.
- Base con ruedas de 5 pulgadas.
- Ruedas con freno para asegurar la camilla después del desplazamiento.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Camilla de transporte para pequeños animales
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Estructura: Tubo redondo C.18
- Tendido: Desmontable
- Material del tendido: Lámina de acero inoxidable C.20
- Manijas: Deslizables
- Ruedas: 5" con freno
- Largo: 50 cm
- Ancho: 60 cm
- Alto: 80 cm
- Acabado: Acero inoxidable

Ideal para:

Clínicas y hospitales veterinarios - Consultorios veterinarios.