

CANIL DE DOS PISOS

— VM-007 —

Canil veterinario de dos pisos fabricado en acero inoxidable Ref. 304, diseñado para el alojamiento y manejo de pequeños animales. Cuenta con cinco divisiones, pisos removibles para facilitar la limpieza, urinarios, barrotes sólidos y seis ruedas con freno para facilitar su desplazamiento y asegurar su estabilidad.

Características

- Fabricado en acero inoxidable Ref. 304.
- Diseño de dos pisos.
- Cinco divisiones de ambiente.
- Pisos removibles para facilitar la limpieza.
- Pisos en malla trenzada de acero galvanizado inoxidable.
- Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.
- Barrotes sólidos y resistentes.
- 6 ruedas de 5 pulgadas.
- Ruedas con freno para asegurar el canil después del desplazamiento.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Canil veterinario de dos pisos
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Pisos: 2
- Divisiones: 5
- Pisos removibles: Sí
- Material de pisos: Malla trenzada de acero galvanizado inoxidable
- Urinarios: Plancha galvanizada inoxidable
- Ruedas: 6 de 5"
- Freno: Sí
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 55 cm
- Alto: 1,45 m
- Acabado: Acero inoxidable



Ideal para:

Clínicas veterinarias.
Hospitales y centros veterinarios.