

# CANIL DE TRES PISOS

## — VM-008 —

Canil veterinario de tres pisos fabricado en acero inoxidable Ref. 304, diseñado para el alojamiento y manejo de pequeños animales. Cuenta con nueve divisiones, pisos removibles para facilitar la limpieza, urinarios, barrotes resistentes y seis ruedas con freno para facilitar su desplazamiento y estabilidad.

### Características

- Fabricado en acero inoxidable Ref. 304.
- Diseño de tres pisos.
- 9 divisiones de ambiente.
- Pisos removibles para facilitar la limpieza.
- Pisos en malla trenzada de acero galvanizado inoxidable.
- Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.
- Barrotes sólidos y resistentes.
- 6 ruedas de 5 pulgadas con freno.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

### Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Canil veterinario de tres pisos
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Pisos: 3
- Divisiones: 9
- Pisos removibles: Sí
- Material de pisos: Malla trenzada de acero galvanizado inoxidable
- Urinarios: Plancha galvanizada inoxidable
- Ruedas: 6 de 5"
- Freno: Sí
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 55 cm
- Alto: 1,80 m
- Acabado: Acero inoxidable



### Ideal para:

Clínicas veterinarias.  
Hospitales y centros veterinarios.