

CARRO PARA LAPAROSCOPIA

Carro para laparoscopia, diseñado para organizar, soportar y movilizar equipos y accesorios utilizados en procedimientos quirúrgicos. Cuenta con estructura en acero Cold Rolled, 3 bandejas de soporte, bandeja para teclado y 4 ruedas de doble carril, ofreciendo funcionalidad y estabilidad en el entorno clínico.

Características

- Fabricado en lámina de acero Cold Rolled calibre 22.
- Estructura en tubo rectangular de acero Cold Rolled de 2 x 1 pulgadas, calibre 16.
- 1 bandeja para teclado.
- 3 bandejas de soporte para organización de equipos y accesorios.
- 4 ruedas de 3 pulgadas de doble carril.
- Ruedas con características antibacteriales.
- 2 ruedas con freno para mayor estabilidad durante el uso.
- Diseño móvil que facilita el desplazamiento del equipamiento dentro del área clínica.
- Estructura diseñada para facilitar la organización de los componentes del sistema de laparoscopia.

Dimensiones

Altura total del carro: 170 cm
Altura hasta la bandeja superior: 129 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 58 cm

