

DESFIBRILADOR I6

— AMOUL —



Desfibrilador/monitor 4 en 1 diseñado para la atención de pacientes en situaciones críticas y de emergencia. Integra desfibrilación manual, desfibrilación externa automática (DEA), estimulación cardíaca transcutánea y monitorización de múltiples parámetros vitales. Cuenta con pantalla de 7 pulgadas, impresora térmica integrada y batería recargable

Característica principal

- Desfibrilador 4 en 1: integra desfibrilación manual, DEA, marcapasos transcutáneo y monitorización multiparámetro, incluyendo ECG, SpO₂, PANI, EtCO₂ y temperatura, en un solo equipo portátil.

Características

- Desfibrilación manual síncrona y asíncrona.
- Función de desfibrilación externa automática (DEA).
- Marcapasos transcutáneo no invasivo.
- Monitorización de ECG.
- Monitorización de SpO₂.
- Presión arterial no invasiva (PANI).
- Frecuencia respiratoria.
- EtCO₂.
- Temperatura mediante dos canales.
- Pantalla TFT a color de 7 pulgadas.
- Impresora térmica integrada.
- Forma de onda bifásica truncada exponencial (BTE).
- Compensación automática de impedancia.
- Batería recargable de ion-litio.
- Protección IP54.
- Diseño portátil y compacto.

Especificaciones

- Marca: AMOUL
- Modelo: i6
- Tipo: Desfibrilador/Monitor
- Energía de desfibrilación: 1 a 360 J
- Impedancia: 25-200 Ω
- Tiempo de carga a 200 J: <5 segundos
- Tiempo de carga a 360 J: <8 segundos
- Modos de desfibrilación: Síncrono, asíncrono y DEA
- Marcapasos: Transcutáneo, modo fijo y a demanda
- Frecuencia de estimulación: 40-170 ppm
- Corriente de estimulación: 0-200 mA
- Pantalla: TFT LCD a color de 7"
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- ECG: 5 derivaciones
- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Batería: Ion-litio recargable
- Protección: IP54
- Temperatura: Medición mediante canales T1 y T2.



- Atención de emergencias cardiovasculares
- Servicios de urgencias
- Unidades de cuidados intensivos
- Áreas de reanimación.