

DOPPLER SONOTRAX

Basic A

Doppler fetal portátil diseñado para la detección y monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Su diseño compacto y ergonómico facilita el uso en consultas obstétricas, clínicas y controles prenatales, permitiendo visualizar la frecuencia cardíaca fetal en una pantalla LCD y escuchar el sonido cardíaco mediante su parlante integrado.

Características

- Diseño ergonómico, compacto y liviano.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Transductor ultrasónico de tamaño compacto.
- Detección precisa de la frecuencia cardíaca fetal.
- Sonido cardíaco claro y de alta fidelidad.
- Parlante incorporado.
- Indicador de nivel de batería.
- Alimentación mediante baterías AA.
- Función de apagado automático después de 1 minuto sin señal o actividad.
- Conector para auriculares.
- Transductor intercambiable.

Especificaciones

- Tipo: Doppler fetal portátil
- Pantalla: LCD de 45 x 25 mm
- Frecuencia del transductor: 2 MHz
- Modo de funcionamiento: Onda continua (CW)
- Rango de frecuencia cardíaca fetal: 50-210 lpm
- Resolución: 1 lpm
- Precisión: ± 3 lpm
- Tiempo de grabación: 240 segundos
- Potencia de salida de audio: 1 W
- Alimentación: 2 baterías AA
- Apagado automático: 1 minuto sin señal o actividad.



Monitorización de la frecuencia cardíaca fetal - Controles prenatales
Consultas de obstetricia. - Clínicas y centros médicos.

Aplicaciones