

DOPPLER ULTRASÓNICO DE BOLSILLO

SD1

Doppler fetal portátil y compacto diseñado para la detección y monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Utiliza tecnología de onda de pulso (PW), que proporciona una buena penetración de la señal y una reproducción clara del sonido cardíaco fetal.

Características

- Diseño compacto tipo all-in-one.
- Tecnología de onda de pulso (PW).
- Pantalla digital para visualizar la frecuencia cardíaca fetal.
- Panel táctil para fácil control.
- Altavoz integrado.
- Reducción inteligente de interferencias.
- Bluetooth incorporado.
- Compatible con aplicación para iOS y Android en las versiones correspondientes.
- Apagado automático para optimizar el consumo de batería.
- Alimentación mediante pilas AA de fácil reemplazo.

Especificaciones

- Tecnología: Onda de pulso (PW)
- Frecuencia de la sonda: 3 MHz
- Rango de FCF: 50 - 240 lpm
- Resolución FCF: 1 lpm
- Precisión: ± 2 lpm
- Pantalla: LCD 24 x 13 mm
- Salida de audio: 2 W
- Ruido de fondo: <45 dBA
- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V
- Autonomía: ≥ 6 horas
- Apagado automático: Después de 2 minutos sin señal o actividad
- Bluetooth: Incorporado
- Dimensiones: 48 x 39 x 147 mm
- Peso: < 180 g



Hospitales y Clínicas - Consultorios de ginecología y obstetricia - Centros de atención materno-fetal.

Aplicaciones