

ECÓGRAFO ACCLARIX

LX9

Sistema avanzado de ultrasonido diseñado para estudios diagnósticos en múltiples especialidades médicas. Cuenta con monitor médico de 21,5 pulgadas, pantalla táctil de 14 pulgadas, cinco puertos activos para transductores y herramientas avanzadas como procesamiento 3D, elastografía y estudios con contraste.

Características

- Monitor LCD de grado médico de 21,5".
- Pantalla táctil de 14".
- 5 puertos activos para transductores.
- Modos de imagen B, C, PDI/DPDI, PW, CW y M.
- Procesamiento 3D y planos seccionales.
- Elastografía.
- Estudios con contraste.
- Panel de control giratorio y ajustable en altura.
- Teclado físico retráctil y retroiluminado.
- Calentador de gel.
- Almacenamiento interno de 500 GB.
- Batería integrada con autonomía aproximada de 1,5 horas.

Especificaciones

- Monitor: LCD grado médico de 21,5"
- Resolución: 1920 × 1080 píxeles
- Pantalla táctil: 14"
- Puertos para transductores: 5 activos
- Almacenamiento: 500 GB
- Batería: 5000 mAh / 14,8 V
- Autonomía: Aprox. 1,5 horas
- Tiempo de carga: Aprox. 3,5 horas
- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Dimensiones: Aprox. 1776 × 550 × 828 mm
- Peso: 73 kg aprox. sin transductor ni accesorios



Consultorios médicos - Clínicas y hospitales - Consultorios especializados

Aplicaciones