

ELECTROBISTURÍ

DT-200S



Unidad electroquirúrgica de radiofrecuencia diseñada para procedimientos quirúrgicos de baja y mediana complejidad. Permite realizar corte y coagulación en modalidades monopolar y bipolar, ofreciendo control de la energía según el procedimiento y un sistema de monitoreo de la placa del paciente para mayor seguridad durante la intervención.

Características

- Potencia máxima de hasta 200 W.
- Modos de corte y coagulación monopolar y bipolar.
- Dos entradas para lápiz: monopolar y bipolar.
- Sistema de monitoreo automático de la placa del paciente.
- Sistema de seguridad ANPM / D.R.M.
- Tres alarmas sonoras diferenciadas según el modo de operación.
- Memoria para hasta 9 configuraciones de usuario.
- Interfaz intuitiva y diseño compacto.
- Compatible con diferentes accesorios electroquirúrgicos.

Especificaciones

- Modelo: MEDITOM DT-200S
- Tipo: Unidad electroquirúrgica / electrobisturí
- Frecuencia: 380 kHz $\pm 10\%$ / 475 kHz $\pm 10\%$
- Potencia máxima monopolar: 200 W
- Corte monopolar: Pure Cut 200 W / 500 Ω
- Corte monopolar Blend: 150 W / 300 Ω
- Coagulación monopolar: Spray 70 W / 500 Ω ; Contact 80 W / 300 Ω
- Corte bipolar: 80 W / 200 Ω
- Coagulación bipolar: 70 W / 100 Ω
- Fuente de alimentación: 120/230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
- Consumo: 800 VA
- Peso: aproximadamente 13 kg
- Protección: monitoreo automático de contacto de la placa del paciente.