

ELECTROBISTURÍ

DT-400S



Unidad electroquirúrgica de alta potencia diseñada para realizar corte y coagulación de tejido biológico mediante corriente de alta frecuencia. El DT-400S ofrece hasta 400 W de potencia, múltiples modos monopolares y bipolares y sistemas de monitoreo de seguridad para el electrodo de retorno del paciente.

Características

- Potencia de hasta 400 W.
- 4 modos de corte monopolar.
- 3 modos de coagulación monopolar.
- Modos de corte y coagulación bipolar.
- 2 entradas monopolares y 1 entrada bipolar.
- Monitoreo automático de la placa del paciente mediante sistema ANPM/D.R.M.
- Desactivación de la salida ante pérdida de contacto adecuado con el electrodo de retorno.
- Tres alarmas sonoras diferenciadas.
- Tres displays independientes para visualizar corte y coagulación.
- Memoria para guardar configuraciones de hasta 10 usuarios (0-9).
- Control de potencia mediante microprocesador.

Especificaciones

- Modelo: MEDITOM DT-400S
- Tipo: Unidad electroquirúrgica / Electro-bisturí
- Potencia máxima: 400 W
- Frecuencia: 400 kHz $\pm 10\%$ / 482 kHz $\pm 10\%$
- Frecuencia de repetición: 33 kHz
- Consumo de energía: 900 VA
- Alimentación: 120 V / 230 V AC, 50/60 Hz
- Clase de protección: Clase I, tipo CF
- Protección del pedal: IPX6
- Corriente de fuga de alta frecuencia: <150 mA
- Ciclo de trabajo: 10 segundos encendido / 30 segundos apagado.