

ELECTROCARDIÓGRAFO

SE-3



Electrocardiógrafo de 3 canales diseñado para la adquisición, visualización, registro y análisis de electrocardiogramas. Cuenta con pantalla LCD a color plegable, impresora térmica incorporada, batería recargable y almacenamiento para hasta 500 registros de ECG.

Características

- Electrocardiógrafo de 3 canales.
- Pantalla LCD a color plegable.
- Impresora térmica de alta resolución incorporada.
- Alimentación AC/DC.
- Batería recargable de ion-litio.
- Autonomía aproximada de 6,5 horas.
- Almacenamiento de hasta 500 ECG.
- Filtrado digital y ajuste automático de línea de base.
- Modos de trabajo automático y manual.
- Detección y alerta de desconexión.
- Medición e interpretación automática del ECG.

Especificaciones

- Modelo: SE-3
- Canales: 3
- Pantalla: LCD a color plegable
- Impresora: Térmica de alta resolución
- Alimentación: AC/DC
- Batería: Ion-litio recargable
- Autonomía: Aprox. 6,5 horas
- Almacenamiento: Hasta 500 ECG
- Modos de trabajo: Automático / Manual
- Análisis: Medición e interpretación automática

Consultorios médicos - Clínicas y hospitales - Servicios de cardiología - Áreas de diagnóstico.

Aplicaciones