

FRASCO PARA SUCCIONADOR PULMOMED

— REF. FR2500 —



Recipiente de vidrio diseñado para la recolección de secreciones y fluidos durante procedimientos de aspiración con succionadores compatibles. Su capacidad de 2.500 cc y escala graduada permiten controlar fácilmente el volumen recolectado.

Características

- Fabricado en vidrio.
- Capacidad de 2.500 cc.
- Escala externa de medición cada 100 cc.
- Apto para procesos de limpieza y desinfección.
- Permite esterilización en autoclave a 121 °C.
- Diseñado para sistemas de aspiración PulmoMed compatibles.

Especificaciones

- Capacidad: C2.500 cc
- Material: Vidrio
- Graduación: Cada 100 cc
- Esterilización: Autoclave a 121 °C
- Tipo de producto: Recipiente recolector

Sistemas de aspiración en clínicas - Hospitales y quirófanos - Áreas de procedimientos médicos.

Aplicaciones