

INCUBADORA

YP-3000



Referencia
YP-3000

La Incubadora Infantil YP-3000 es un sistema neonatal multifuncional que integra las funciones de incubadora infantil y calentador radiante en una sola unidad. Permite proporcionar un ambiente controlado de temperatura, humedad y concentración de oxígeno para el cuidado de recién nacidos, incluyendo pacientes de bajo peso y neonatos que requieren atención especializada.

Características

- Sistema combinado de incubadora y calentador radiante.
- Control de temperatura en modo aire y modo bebé mediante microprocesador.
- Sistema de control de humedad y concentración de oxígeno.
- Cuna infantil giratoria 360°.
- Inclinação de la cuna ajustable de forma continua.
- Altura de la unidad ajustable eléctricamente.
- Pantalla LCD táctil a color de 8 pulgadas.
- Sistema de circulación de aire con salida frontal y posterior.
- Cubierta acrílica de doble pared.
- Sistema de humidificación con depósito desmontable para facilitar su limpieza.
- Sistema de filtración de aire.
- Módulo de calentador radiante con modos de precalentamiento, manual y bebé.
- Bandeja/cassette para radiografía debajo de la cuna.
- Lámpara de observación ajustable.
- Sistema de alarmas para indicación de fallas.
- Conector RS-232 para salida de datos.

Especificaciones

- Modos de funcionamiento: Incubadora y calentador radiante.
- Modo incubadora: Aire y bebé.
- Rango de control de temperatura del aire: 25-37 °C.
- Modo override de temperatura del aire: 37-39 °C.
- Rango de control de temperatura del bebé: 34-37 °C.
- Modo override de temperatura del bebé: 37-38 °C.
- Rango de control de humedad: 0-90 % HR.
- Rango de visualización de humedad: 0-99 % HR.
- Rango de control de concentración de oxígeno: 20-60 % O₂.
- Pantalla: LCD táctil a color de 8".
- Alimentación: AC 220-230 V, 50 Hz o AC 110-120 V, 50/60 Hz, según configuración.
- Potencia de entrada: 1300 VA.
- Nivel de ruido: ≤50 dB(A) en condiciones estables de temperatura.
- Modo de funcionamiento: continuo.
- Salida de datos: RS-232.
- Control del calentador radiante: precalentamiento, manual y bebé.

Servicios de neonatología - Salas de parto y atención inmediata del recién nacido.
Hospitales y clínicas con atención materno-infantil.

Aplicaciones