

INCUBADORA

YP-920



Referencia
YP-920

La Incubadora YP-920 es un equipo neonatal diseñado para proporcionar un ambiente controlado y estable para el cuidado y atención de recién nacidos en entornos hospitalarios. Cuenta con control por microprocesador, regulación en modo aire y modo bebé, sistema de humidificación y múltiples funciones de seguridad para favorecer el cuidado neonatal.

Características

- Dos modos de control: modo aire y modo bebé.
- Control de temperatura mediante microprocesador.
- Sistema para controlar y visualizar la concentración de humedad.
- Visualización independiente de la temperatura del aire y del bebé.
- Alarma indicadora de múltiples fallas.
- Caja con sensor integrado.
- Reservorio de agua tipo cajón integrado.
- Cubierta de doble pared.
- Sistema de cortina de aire automática.
- Inclinación de la cabina ajustable.
- Conector RS-232 para salida de datos.
- Punto de conexión para entrada de oxígeno.
- Motor DC de bajo nivel de ruido.

Especificaciones

- Tipo de equipo: Incubadora neonatal.
- Modos de control: Aire y bebé.
- Control: Microprocesado.
- Control de humedad: Integrado.
- Sistema de humidificación: Reservorio de agua tipo cajón.
- Sistema de protección: Cubierta de doble pared y cortina de aire automática.
- Entrada de oxígeno: Sí.
- Salida de datos: RS-232.
- Sensor: Integrado.
- Motor: DC de bajo ruido.
- Alarma: Sistema de alarma para múltiples fallas.

Servicios de neonatología - Salas de parto y atención inmediata del recién nacido.
Hospitales y clínicas con atención materno-infantil.

Aplicaciones