

INCUBADORA DE TRANSPORTE

TI-2100B

Referencia
YP-920



La Incubadora de Transporte TI-2100B de David Medical está diseñada para proporcionar un entorno térmico controlado y seguro durante el transporte intrahospitalario e interhospitalario de recién nacidos, funcionando como una unidad móvil de cuidados intensivos neonatales. Integra control de temperatura, humedad y suministro de oxígeno, además de sistemas de seguridad y alimentación para el traslado.

Características

- Pantalla táctil TFT LCD a color de 8,8 pulgadas.
- Control de temperatura en modo aire y bebé mediante microprocesador.
- Sensor de humedad incorporado con monitoreo en tiempo real.
- Sistema de humidificación externa por oscilación ultrasónica.
- Sistema de suministro de oxígeno con control servoasistido.
- Campana de doble pared para reducir la pérdida de calor.
- Visibilidad transparente de 360° y puerta lateral de acceso.
- Colchón antiescaras de TPU, antibacteriano e impermeable.
- Triple protección independiente contra sobretemperatura.
- Múltiples alarmas de seguridad y monitoreo mediante sensores.
- Iluminación superior para facilitar la atención durante el transporte.
- Batería de litio de gran capacidad con autonomía de hasta 6 horas.
- Alimentación mediante batería, corriente alterna (CA) y corriente continua (CC).
- Compatible con alimentación de ambulancia de 12 V o 24 V DC.
- Carro con ajuste de altura, amortiguación y sistema de bloqueo.
- Disponible con módulos opcionales de monitorización neonatal.

Especificaciones

- Tipo: Incubadora de transporte neonatal.
- Pantalla: TFT LCD táctil a color de 8,8".
- Modos de control de temperatura: Aire y bebé.
- Control: Microprocesado con algoritmo PID actualizado.
- Control de humedad: Sensor incorporado y humidificación ultrasónica externa.
- Suministro de oxígeno: Sistema servoasistido.
- Alimentación: CA, CC y batería.
- Alimentación vehicular: DC 12 V / DC 24 V.
- Batería: Litio, autonomía de hasta 6 horas.
- Protección térmica: Triple protección independiente contra sobretemperatura.
- Material de la incubadora: PMMA.
- Sistema de transporte: Carro con ajuste de altura, amortiguación y bloqueo.
- Alarmas: Falla de alimentación, ventilador, sensores, desviación de temperatura, sobretemperatura y parámetros de monitorización, según configuración.
- Configuraciones opcionales: Monitorización de SpO₂, hemoglobina y control de concentración de oxígeno.

Servicios de neonatología - Salas de parto y atención inmediata del recién nacido.
Hospitales y clínicas con atención materno-infantil.

Aplicaciones