

LÁMPARA DE CALOR RADIANTE

HKN-9010



Equipo diseñado para proporcionar calor radiante controlado durante la atención neonatal, ayudando a mantener una temperatura adecuada del recién nacido durante procedimientos y cuidados clínicos. Cuenta con servocontrol de temperatura de piel y diferentes modos de funcionamiento.

Características

- Calor radiante servocontrolado.
- Control de temperatura de piel mediante servo control.
- Tres modos de funcionamiento: manual, precalentamiento y bebé.
- Visualización independiente de la temperatura ajustada y la temperatura del bebé.
- Bandeja porta chasis para rayos X.
- Conector RS-232.
- Diseñada específicamente para cuidado neonatal.

Especificaciones

- Tipo de equipo: Lámpara de calor radiante
- Control térmico: Servocontrolado
- Modos de funcionamiento: Manual / Precalentamiento / Bebé
- Control de temperatura: Temperatura de piel
- Visualización: Temperatura ajustada y temperatura del bebé
- Bandeja para rayos X: Sí
- Conectividad: RS-232

Unidades de cuidado neonatal - Hospitales y clínicas - Salas de parto.

Aplicaciones