

MESA BAÑERA EN ACERO INOXIDABLE

VM-011



Mesa bañera veterinaria fabricada en lámina y tubo rectangular de acero inoxidable Ref. 304, con grifería incorporada, poceta de 25 cm de profundidad y sistema de desagüe. Su diseño ofrece una superficie resistente, higiénica y de fácil limpieza para el baño y manejo de animales.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304.
- Lámina y tubo rectangular calibre 20.
- Grifería incorporada.
- Poceta de 25 cm de profundidad.
- Sistema de desagüe.
- Patas con tapones plásticos.
- Superficie resistente y fácil de limpiar.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa bañera veterinaria
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Calibre: C.20
- Grifería: Incorporada
- Profundidad de poceta: 25 cm
- Desagüe: Sí
- Largo: 1,30 m
- Ancho: 55 cm
- Altura: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable Ref. 304

Ideal para:

Clínicas y consultorios veterinarios - Peluquerías caninas y grooming.