

MESA ELÉCTRICA PARA PELUQUERÍA VETERINARIA

VM-016

Mesa veterinaria MAFET fabricada en tubería rectangular de acero inoxidable, con bandeja superior antideslizante y sistema eléctrico para regular la altura mediante control de mando. Incluye soporte con cogotera de altura ajustable para facilitar la sujeción del animal durante los procedimientos de peluquería y estética.

Características

- Fabricada en tubería rectangular de acero inoxidable calibre 18.
- Bandeja superior antideslizante.
- Regulación eléctrica de altura mediante control de mando.
- Soporte con cogotera para sujetar al animal.
- Altura de la cogotera ajustable mediante perilla.
- 4 niveladores de 3/8".
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa eléctrica para peluquería veterinaria
- Material: Acero inoxidable
- Estructura: Tubería rectangular C.18
- Superficie: Bandeja superior antideslizante
- Regulación de altura: Eléctrica
- Control: Control de mando eléctrico
- Altura mínima: 55 cm
- Altura máxima: 80 cm
- Largo: 1,10 m
- Ancho: 55 cm
- Soporte: Cogotera ajustable
- Niveladores: 4 de 3/8"
- Acabado: Acero inoxidable



Ideal para:

Peluquerías caninas y grooming
Clínicas y consultorios veterinarios.