

MESA ELÉCTRICA PARA PROFILAXIS VETERINARIA

VM-017



Ideal para:

Peluquerías caninas y grooming
Clínicas y consultorios veterinarios.

Mesa veterinaria MAFET fabricada en acero inoxidable Ref. 304, resistente a ácidos y óxido. Cuenta con bandeja superior con desnivel y rejilla para desagüe, ducha tipo teléfono y sistema eléctrico para regular la altura, facilitando los procedimientos de profilaxis y aseo veterinario.

Características

- Fabricada en tubo rectangular y lámina de acero inoxidable Ref. 304.
- Bandeja superior con sección de desnivel.
- Sección con rejilla para desagüe.
- Ducha tipo teléfono.
- Regulación eléctrica de altura mediante control de mando.
- 4 niveladores antideslizantes de 3/8".
- Acabado en acero inoxidable resistente a ácidos y óxido.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa eléctrica para profilaxis veterinaria
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Sistema de elevación: Eléctrico
- Control: Control de mando
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 55 cm
- Altura mínima: 60 cm
- Altura máxima: 80 cm
- Desagüe: Rejilla integrada
- Ducha: Tipo teléfono
- Niveladores: 4 antideslizantes de 3/8"
- Resistencia: Antiácidos y antioxidante
- Acabado: Acero inoxidable Ref. 304