

MESA HIDRÁULICA PARA PELUQUERÍA CANINA

VM-003

Mesa veterinaria fabricada en acero Cold Rolled, con superficie de goma crepé antideslizante y brazo ajustable para la sujeción del animal. Cuenta con cajón para almacenar utensilios clínicos y sistema hidráulico mediante palanca para regular la altura de trabajo entre 65 y 90 cm.

Características

- Fabricada en acero Cold Rolled.
- Estructura en tubo redondo de 1 1/4" calibre 18.
- Superficie en goma crepé antideslizante.
- Brazo para sujeción de cogotera.
- Altura del brazo ajustable mediante perilla.
- Cajón para almacenar utensilios clínicos.
- Patas con tapones plásticos.
- Sistema de elevación mediante palanca hidráulica.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa hidráulica para peluquería canina
- Material: Acero Cold Rolled
- Estructura: Tubo redondo 1 1/4" C.18
- Superficie: Goma crepé antideslizante
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 60 cm
- Altura mínima: 65 cm
- Altura máxima: 90 cm
- Elevación: Hidráulica mediante palanca
- Brazo de sujeción: Ajustable
- Cajón: Sí
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Pintura electrostática en polvo



Ideal para:

Grooming y estética de mascotas
Clínicas y consultorios veterinarios.