

MESA VETERINARIA HAMILTON

VM-012

Mesa veterinaria MAFET® con superficie superior en acero inoxidable 304, diseñada con una inclinación antideslizante y gabinete de almacenamiento fabricado en acero Cold Rolled. Su estructura combina resistencia, funcionalidad y facilidad de limpieza para espacios veterinarios.

Características

- Superficie superior en acero inoxidable Ref. 304 calibre 20.
- Diseño con inclinación antideslizante de 3/8".
- Gabinete de almacenamiento en lámina de acero Cold Rolled calibre 20.
- Patas con tapones plásticos.
- Diseño resistente y funcional.
- Acabado combinado en pintura electrostática y acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa veterinaria
- Superficie superior: Acero inoxidable Ref. 304 C.20
- Inclinación: 3/8" antideslizante
- Gabinete: Acero Cold Rolled C.20
- Largo: 1,50 m
- Ancho: 55 cm
- Altura: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Pintura electrostática y acero inoxidable



Ideal para:

**Clínicas veterinarias
Consultorios veterinarios.**