

MESA PARA CIRUGÍA VETERINARIA

VM-013

Mesa veterinaria fabricada en acero inoxidable Ref. 304, diseñada para procedimientos quirúrgicos y atención de pequeños animales. Cuenta con brazo ajustable para sujeción, porta bandeja para instrumental, atril porta suero, cubeta para desechos y sistema de desagüe para la eliminación de fluidos.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304 calibre 20.
- Brazo para sujeción de cogotera.
- Altura del brazo regulable mediante perilla.
- Porta bandeja para instrumental.
- Atril porta suero.
- Cubeta para desechos.
- Sistema de desagüe para eliminación de fluidos.
- Patas con tapones plásticos.
- Superficie resistente y de fácil limpieza.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para cirugía veterinaria
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Calibre: C.20
- Brazo de sujeción: Ajustable
- Regulación del brazo: Mediante perilla
- Porta instrumental: Sí
- Atril porta suero: Sí
- Cubeta para desechos: Sí
- Desagüe: Sí
- Largo: 1,50 m
- Ancho: 55 cm
- Altura: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable



Ideal para:

**Clínicas y hospitales veterinarios
Consultorios veterinarios.**