

MESA PARA CONSULTA VETERINARIA Y ALMACENAJE

VM-006

Mesa clínica MAFET® fabricada en lámina de acero Cold Rolled, con tapa superior en acero inoxidable Ref. 304. Cuenta con 2 cajones y una alacena de almacenamiento, ofreciendo una solución funcional, resistente y de fácil limpieza para espacios de consulta veterinaria.

Características

- Estructura fabricada en lámina de acero Cold Rolled.
- Tapa superior en acero inoxidable Ref. 304 calibre 20.
- 2 cajones para almacenamiento.
- Alacena para guardar insumos y elementos de trabajo.
- Patas con tapones plásticos.
- Acabado combinado en acero inoxidable y pintura electrostática.
- Diseño pensado para facilitar la organización del área de consulta.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para consulta veterinaria y almacenaje
- Estructura: Lámina de acero Cold Rolled
- Tapa superior: Acero inoxidable Ref. 304 C.20
- Medidas tapa: 1,10 m x 60 cm
- Cajones: 2
- Alacena: Sí
- Dimensiones de cabina: 80 x 55,5 x 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable y pintura electrostática



Ideal para:

Centros de cuidado de mascotas.
Clínicas y consultorios veterinarios.