

MESA PARA CONSULTA EN ACERO INOXIDABLE

— VM-005 —

Mesa clínica fabricada en acero inoxidable 304, diseñada para brindar resistencia, facilidad de limpieza y funcionalidad en entornos de consulta veterinaria. Incorpora porta bandeja para instrumental, atril porta suero, aro porta guardián y gancho para bolsa de drenaje.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304.
- Estructura en tubo redondo y lámina.
- Porta bandeja para instrumental.
- Atril porta suero.
- Aro porta guardián.
- Gancho para bolsa de drenaje.
- Patas con tapones plásticos.
- Superficie de fácil limpieza.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para consulta
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Largo: 1,10 m
- Ancho: 60 cm
- Alto: 80 cm
- Porta instrumental: Sí
- Atril porta suero: Sí
- Aro porta guardián: Sí
- Gancho para bolsa de drenaje: Sí
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable



Ideal para:

Centros de cuidado de mascotas.
Clínicas y consultorios veterinarios.