

MESA PARA EXPLORACIÓN CANINA

— VM-004 —

Mesa para exploración veterinaria fabricada con bandeja superior y base en acero inoxidable 304, cuerpo en acero Cold Rolled y sistema de regulación eléctrica de altura. Su diseño proporciona una superficie resistente y estable para facilitar la exploración y atención de pequeños animales.

Características

- Bandeja superior en acero inoxidable ref. 304 calibre 20.
- Base fabricada en acero inoxidable ref. 304 calibre 20.
- Cuerpo de la mesa en acero Cold Rolled calibre 22.
- Regulación eléctrica de altura.
- Sistema de elevación y descenso mediante control eléctrico.
- 4 niveladores de 3/8".
- Acabado combinado en pintura electros-tática en polvo y acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para exploración canina
- Bandeja superior: Acero inoxidable 304 C.20
- Base: Acero inoxidable 304 C.20
- Cuerpo: Acero Cold Rolled C.22
- Largo: 1,50 m
- Ancho: 55 cm
- Altura mínima: 85 cm
- Altura máxima: 100 cm
- Regulación: Eléctrica
- Control: Mando eléctrico
- Niveladores: 4 de 3/8"
- Acabado: Pintura electrostática en polvo y acero inoxidable



Ideal para:

Centros de cuidado de mascotas.
Clínicas y consultorios veterinarios.