

MESA PARA PELUQUERÍA CANINA CON CAJONES

— VM-002 —

Mesa veterinaria fabricada en acero Cold Rolled, diseñada para peluquería y manejo de animales. Cuenta con superficie antideslizante, arco en U de altura regulable, tres puntos de sujeción y cajones para almacenar utensilios clínicos.

Características

- Fabricada en acero Cold Rolled.
- Estructura en tubo redondo de 1 1/4" calibre 18.
- Superficie en goma crepé antideslizante.
- Arco en forma de U con altura regulable.
- Regulación del arco mediante perillas laterales.
- 3 armellas de sujeción para el animal.
- Cajones para almacenar utensilios clínicos.
- Patas con tapones plásticos.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para peluquería canina
- Material: Acero Cold Rolled
- Estructura: Tubo redondo 1 1/4" C.18
- Superficie: Goma crepé antideslizante
- Arco: Forma de U, regulable
- Puntos de sujeción: 3 armellas
- Cajones: Sí
- Largo: 1,10 m
- Ancho: 55 cm
- Alto: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Pintura electrostática en polvo



Ideal para:

Grooming y estética de mascotas
Clínicas y consultorios veterinarios.