

MESA PARA SECADO

VM-015



Mesa veterinaria MAFET fabricada en acero inoxidable Ref. 304, diseñada para facilitar el secado y manejo de animales. Cuenta con un brazo regulable para la sujeción de cogotera, permitiendo ajustar su altura mediante una perilla. Su construcción en acero inoxidable ofrece resistencia y facilita la limpieza.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304.
- Estructura en tubo redondo y lámina.
- Brazo para sujeción de cogotera.
- Brazo con altura regulable mediante perilla.
- Patas con tapones plásticos.
- Diseño resistente y funcional.
- Superficie de fácil limpieza.
- Acabado en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Mesa para secado veterinario
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Estructura: Tubo redondo y lámina
- Brazo de sujeción: Para cogotera
- Regulación del brazo: Mediante perilla
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 60 cm
- Alto: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable

Ideal para:

Peluquerías caninas y grooming - Clínicas y consultorios veterinarios.