

MONITOR FETAL

F15 Air



Monitor fetal y materno EDAN F15 Air, diseñado para la monitorización en tiempo real de parámetros fisiológicos maternos y fetales. Cuenta con pantalla táctil a color de 15,6", monitorización de embarazos múltiples y transductores inalámbricos para mayor movilidad durante la atención obstétrica.

Características

- Pantalla táctil LCD a color de 15,6 pulgadas, resolución 1920 × 1080.
- Monitorización de embarazos gemelares y trillizos de forma opcional.
- Transductores inalámbricos para FHR, TOCO y MHR.
- Transductores inalámbricos con protección IP68.
- Detección automática y manual del movimiento fetal.
- Monitorización de frecuencia cardíaca fetal y materna.
- Impresora térmica multicanal incorporada.
- Análisis de CTG en tiempo real y generación de informes.
- Memoria interna para almacenamiento de tendencias y registros.
- Conectividad para integración con sistemas hospitalarios.

Especificaciones

- FHR: 30-240 bpm.
- Precisión FHR: ± 1 bpm.
- TOCO: rango de medición 0-100%.
- MHR: 30-240 bpm.
- Precisión MHR: ± 2 bpm.
- FECG/eFHR: 30-240 bpm, según configuración.
- Transductores inalámbricos: alcance de trabajo de hasta 20 m.
- Autonomía de transductores inalámbricos: hasta 2 horas de funcionamiento continuo.
- Tiempo de carga de transductores: aproximadamente 7 horas.
- Alimentación: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Batería del monitor: 10,8 VDC / 5100 mAh.
- Peso: ≤ 8 kg.
- Dimensiones: 389 × 296 × 82,5 mm.