

MONITOR FETAL

F3 / F3 Dual



Monitor fetal de EDAN diseñado para la monitorización materno-fetal, con capacidad para seguimiento de embarazos gemelares, detección automática del movimiento fetal y visualización de la información mediante pantalla a color.

Características

- Monitorización fetal gemelar.
- Detección automática del movimiento fetal.
- Transductor FHR de 8 cristales.
- Transductor a prueba de agua.
- Pantalla TFT a color de 5,6 pulgadas.
- Visualización de formas de onda, datos numéricos y formato mixto.
- Impresora de alta resolución.
- Interfaz USB para transmisión de datos.
- Compatible con central de monitoreo.
- Diseñado para aplicaciones en ginecología y obstetricia.

Especificaciones

- Tipo: Monitor fetal
- Monitorización: Materno-fetal
- Monitorización gemelar: Sí
- Transductor FHR: 8 cristales
- Transductor: A prueba de agua
- Pantalla: TFT a color
- Tamaño de pantalla: 5,6 pulgadas
- Visualización: Forma de onda, numérica y mixta
- Impresora: Alta resolución
- Conectividad: USB
- Central de monitoreo: Compatible
- SKU: 001-0002-000001

Ideal para:

Evaluación, seguimiento y registro de la actividad fetal.