

MONITOR FETAL

F6 EXPRES



Monitor fetal F6 Express diseñado para la monitorización materno-fetal durante la atención obstétrica. Permite realizar seguimiento de la frecuencia cardíaca fetal, movimiento fetal y embarazos gemelares, además de incorporar parámetros maternos según la configuración del equipo.

Características

- Pantalla LCD plegable de 10,1 pulgadas.
- Monitorización fetal única y gemelar.
- Monitorización de parámetros maternos.
- Detección automática del movimiento fetal.
- Múltiples modos de visualización: ondas, numérico y mixto.
- Vista previa de tendencias.
- Memoria integrada para 60 horas de monitorización continua.
- Reproducción de ondas hasta 24 horas.
- Transductor FHR de alta sensibilidad de 1 MHz, resistente al agua.
- Verificación de superposición de señales para diferenciar fetos en embarazos gemelares.
- Indicador de calidad de la señal FHR.
- Batería recargable.
- Impresora térmica integrada.
- Interfaz USB para transmisión de datos.

Especificaciones

- Pantalla: LCD plegable de 10,1".
- Frecuencia cardíaca fetal: monitorización FHR.
- Transductor FHR: 1 MHz, resistente al agua.
- Monitorización fetal: embarazo único y gemelar.
- Movimiento fetal: detección automática.
- Memoria: 60 horas de monitorización continua.
- Reproducción de ondas: hasta 24 horas.
- Parámetros maternos: ECG, presión arterial no invasiva, SpO₂ y temperatura, según configuración.
- Impresión: impresora térmica de alta resolución.
- Conectividad: USB.