


MONITOR MULTIPARÁMETROS

IM50 CO₂



Monitor multiparámetros EDAN IM50 CO₂ diseñado para la monitorización continua de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Permite visualizar diferentes parámetros fisiológicos y cuenta con capnografía para el seguimiento del dióxido de carbono exhalado.

Características

- Pantalla TFT a color de 8,4 pulgadas.
- Monitorización de ECG, SpO₂, respiración, presión arterial no invasiva, temperatura y frecuencia de pulso.
- Monitorización de dos canales de temperatura.
- Capnografía CO₂.
- Oximetría con modulación de tono por pulso.
- Análisis de arritmias.
- Análisis del segmento ST.
- Detección de marcapasos.
- Batería interna de litio recargable.
- Conexión a central de monitoreo.
- Función de llamada de enfermería.
- Visualización de hasta 11 ondas.

Especificaciones

- Modelo: IM50 CO₂.
- Pantalla: TFT a color de 8,4 pulgadas.
- Parámetros: ECG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR y CO₂.
- ECG: análisis de arritmias y segmento ST.
- SpO₂: oximetría con modulación de tono por pulso.
- Temperatura: 2 canales.
- Capnografía: medición de CO₂ exhalado.
- Alimentación: batería interna de litio recargable.
- Conectividad: central de monitoreo.
- Normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 y conformidad CE.