


MONITOR MULTIPARÁMETROS

IM70 2 IBP/CO MULTIGAS SIN O2



Monitor multiparámetros EDAN IM70 diseñado para la monitorización continua de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Esta configuración permite medir parámetros fisiológicos avanzados como ECG, SpO₂, respiración, presión arterial no invasiva, temperatura, presión invasiva en dos canales, gasto cardíaco y análisis de gases anestésicos, sin módulo de oxígeno paramagnético.

Características

- Pantalla táctil TFT LCD a color de 12,1 pulgadas.
- Monitorización para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- ECG de hasta 12 derivaciones, según configuración.
- Análisis de arritmias y segmento ST.
- Detección de marcapasos.
- Monitorización de 2 canales de presión invasiva (2-IBP).
- Medición de gasto cardíaco (CO) por termodilución.
- Análisis de gases anestésicos multigas.
- Monitorización de dióxido de carbono mediante capnografía.
- Alarmas visuales y audibles de tres niveles.
- Batería interna de litio recargable.
- Diseño sin ventilador para reducir el ruido.
- Conexión a central de monitoreo.
- Interfaz para cálculo de dosis de medicamentos.

Especificaciones

- Modelo: IM70 2-IBP/CO Multigas sin O₂.
- Pantalla: TFT LCD táctil a color de 12,1 pulgadas.
- Resolución: 800 × 600 píxeles.
- Pacientes: adultos, pediátricos y neonatales.
- Parámetros básicos: ECG, SpO₂, RESP, NIBP, temperatura y frecuencia de pulso.
- IBP: 2 canales de presión arterial invasiva.
- CO: medición de gasto cardíaco por termodilución.
- Multigas: análisis de gases anestésicos, según configuración.
- CO₂: capnografía EtCO₂.
- Dimensiones: 328 × 158 × 285 mm.
- Peso: menor de 5,5 kg, sin batería.