

MONITOR MULTIPARÁMETROS

X8 CO₂



Monitor multiparámetros compacto diseñado para la monitorización integral de signos vitales y dióxido de carbono. Cuenta con pantalla táctil a color de 8 pulgadas, visualización de múltiples ondas, diseño Slim y batería recargable con autonomía aproximada de 4 horas.

Características

- Monitorización de 6 parámetros.
- ECG.
- SpO₂.
- Presión arterial no invasiva (NIBP).
- Frecuencia respiratoria (RESP).
- Temperatura (TEMP).
- Dióxido de carbono (CO₂).
- Pantalla táctil a color de 8 pulgadas.
- Visualización de múltiples ondas.
- Diseño Slim y compacto.
- Batería recargable.
- Autonomía aproximada de 4 horas.

Especificaciones

- Número de parámetros: 6
- ECG: Sí
- SpO₂: Sí
- NIBP: Sí
- RESP: Sí
- TEMP: Sí
- CO₂: Sí
- Pantalla: Táctil a color
- Tamaño de pantalla: 8 pulgadas
- Visualización: Múltiples ondas
- Diseño: Slim
- Batería: Recargable
- Autonomía: Aproximadamente 4 horas
- SKU: 001-0001-000011

Ideal para:

Ambulancias y transporte asistencial - UCI de adultos - UCI neonatal.