

SUCCIONADOR MANUAL PORTABLE

REF. 7B-1



Succionador manual portátil diseñado para la aspiración de secreciones en situaciones de atención prehospitalaria y rescate. Su funcionamiento manual no requiere baterías ni conexión eléctrica, ofreciendo una solución práctica para emergencias y zonas donde no se dispone de suministro de energía.

Características

- Funcionamiento completamente manual.
- No requiere baterías ni electricidad.
- Diseño compacto y liviano.
- Fácil de transportar.
- Ideal para situaciones de emergencia y rescate.
- Capacidad de succión de hasta 20 L/min.

Especificaciones

- Tipo de funcionamiento: Manual
- Capacidad de succión: 20 L/min
- Capacidad de la botella: 200 ml
- Peso: 192 g aprox. sin contenido
- Alimentación: No requiere electricidad ni baterías

Contenido

Succionador manual portable, Botella recolectora de 200 ml.

Atención prehospitalaria - Servicios de rescate - Ambulancias y equipos de emergencia - Brigadas de atención y primeros auxilios.

Aplicaciones