

SUCCIONADOR PORTABLE

REF. 7E-C



Equipo médico portátil diseñado para la aspiración de secreciones de la vía aérea. Cuenta con succión regulable, recipiente reutilizable de 1.000 ml y un diseño compacto que facilita su transporte y uso en diferentes entornos de atención en salud.

Características

- Diseño compacto y portátil.
- Aspiración regulable.
- Motor libre de lubricación.
- Recipiente reutilizable de 1.000 ml.
- Filtro hidrofóbico y antibacterial.
- Válvula de protección contra sobreflujo.
- Cable removible.
- Fabricado en plástico de alto impacto.
- Apto para pacientes adultos y pediátricos.

Especificaciones

- Capacidad de succión: 15 L/min
- Vacío máximo: 760 mmHg
- Rango de aspiración: 150-760 mmHg
- Capacidad del recipiente: 1.000 ml
- Funcionamiento continuo: Hasta 40 minutos
- Tiempo mínimo de descanso: 30 minutos
- Nivel de ruido: < 65 dB a 1 metro
- Alimentación: 110 V / 50-60 Hz
- Peso neto: 4,4 kg

Contenido

Recipiente reutilizable de 1.000 ml, Filtro hidrofóbico y antibacterial, Manguera de succión, Conectores, Adaptadores, Cable removible.

Clínicas y hospitales - Consultorios médicos - Servicios de atención domiciliaria.
Áreas de cuidado y atención respiratoria.

Aplicaciones