

SUCCIONADOR PORTABLE

Ref. 7E-H1



Equipo médico portátil diseñado para la aspiración e irrigación de secreciones de la vía aérea en pacientes adultos y pediátricos. Cuenta con control regulable de aspiración, motor libre de lubricación y protección contra sobreflujo. Su diseño permite utilizarlo en diferentes entornos de atención en salud.

Características

- Aspiración e irrigación de secreciones.
- Uso en pacientes adultos y pediátricos.
- Motor libre de lubricación.
- Control regulable de aspiración.
- Protección contra sobreflujo.
- Cuerpo en plástico de alto impacto.
- Frasco de polímero de alta resistencia.
- Permite utilizar hasta dos frascos.
- Tiempo de uso continuo de hasta 30 minutos.

Especificaciones

- Capacidad de succión: 28 L/min
- Presión máxima: 600 mmHg
- Capacidad del frasco: 1.000 cc
- Número de frascos: Hasta 2
- Alimentación: 110 V / 50-60 Hz
- Tiempo de uso continuo: Hasta 30 minutos
- Tipo de motor: Libre de lubricación

Contenido

Botella de 1.000 cc, Tapa, Manguera de succión, Filtro antibacteriano, Manual de uso.

Clínicas y hospitales - Consultorios médicos- Servicios de atención domiciliaria.

Aplicaciones