

SUCCIONADOR PORTABLE CON BATERIA

— REF. 7E-G1 —



Equipo médico portátil diseñado para la aspiración e irrigación de secreciones de la vía aérea en pacientes adultos y pediátricos. Cuenta con batería de litio recargable, control regulable de aspiración y diseño portátil para facilitar su uso en diferentes entornos de atención.

Características

- Batería de litio recargable.
- Autonomía aproximada de 20 minutos con carga completa.
- Capacidad de succión de 28 L/min.
- Control regulable de aspiración.
- Motor libre de lubricación.
- Protección contra sobreflujo.
- Función de aspiración e irrigación.
- Uso en pacientes adultos y pediátricos.
- Permite utilizar hasta dos frascos de 1.000 cc.

Especificaciones

- Capacidad de succión: C28 L/min
- Presión máxima: 600 mmHg
- Capacidad del frasco: 1.000 cc
- Número de frascos: Hasta 2
- Batería: Litio recargable
- Autonomía: Aprox. 20 minutos
- Uso continuo: Hasta 30 minutos
- Alimentación: 110 V / 50-60 Hz

Contenido

Botella de 1.000 cc, Tapa, Manguera de succión, Filtro antibacteriano, Batería, Manual de uso.

Clínicas y hospitales - Consultorios médicos - Servicios de atención domiciliaria.

Aplicaciones