

SUCCIONADOR PORTABLE

REF. 7E-A

Succionador portátil diseñado para la aspiración de secreciones de la vía aérea. Cuenta con un diseño compacto y práctico para facilitar su transporte y uso en diferentes entornos de atención médica. Dispone de regulación de vacío y recipiente de 1.000 cc para la recolección de secreciones.

Características

- Portátil y compacto, fácil de transportar y utilizar.
- Capacidad de succión: 15 L/min.
- Vacío máximo: 760 mmHg.
- Vacío regulable: 150-760 mmHg.
- Recipiente recolector: 1.000 cc.
- Motor libre de lubricación.
- Válvula de protección contra sobreflujo.
- Funcionamiento continuo: hasta 40 minutos.
- Nivel de ruido: ≤ 65 dB.
- Alimentación: 110 V / 50-60 Hz.



Contenido

Botella reutilizable de 1.000 cc, Filtro, Manguera de succión, Manual de operación

Aspiración de secreciones de la vía aérea - Atención y cuidado de pacientes que requieren succión de secreciones - Uso en entornos clínicos y domiciliarios.

Aplicaciones