

SUCCIONADOR QUIRÚRGICO CONTINUO E INTERMITENTE

REF. 7A-23A



Equipo médico de aspiración diseñado para la extracción de secreciones y fluidos durante procedimientos clínicos y quirúrgicos. Cuenta con funcionamiento continuo e intermitente, presión negativa regulable y sistema de doble canister con control automático de llenado.

Características

- Funcionamiento continuo e intermitente.
- Capacidad de succión de 20 L/min.
- Motor libre de aceite.
- Presión negativa regulable.
- Vacío máximo de $\geq 0,06$ MPa.
- Dos canisters de 2.000 cc.
- Control automático de llenado.
- Interruptor manual y pedal de control.
- Panel resistente al agua y a la corrosión.
- Uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Diseño compacto y fácil de movilizar.

Especificaciones

- Capacidad de succión: 20 L/min
- Vacío máximo: $\geq 0,06$ MPa
- Presión negativa regulable: Desde 0,02 MPa
- Capacidad total: 4.000 cc
- Canisters: 2 x 2.000 cc
- Funcionamiento: Continuo e intermitente
- Motor: Libre de aceite
- Tiempo de trabajo continuo: Hasta 30 minutos
- Tiempo de reposo: 30 minutos
- Nivel de ruido: ≤ 65 dB(A)
- Peso: Aprox. 8,5 kg

Contenido

2 botellas de 2.000 cc, Tapas, Manguera de succión, Filtro antibacteriano, Fusible, Pedal de control, Cable de corriente, Manual de uso.

Quirófanos - Salas de procedimientos - Clínicas y hospitales

Aplicaciones