

SUCCIONADOR QUIRÚRGICO CONTINUO E INTERMITENTE

— REF. 7A-23B1 —



Equipo médico de alta capacidad diseñado para la aspiración de secreciones y fluidos durante procedimientos clínicos y quirúrgicos. Permite funcionamiento continuo e intermitente y cuenta con regulación variable de presión, motor de pistón seco libre de aceite y sistema de doble botella para mayor capacidad de recolección.

Características

- Funcionamiento continuo e intermitente.
- Disponible en versiones de 20 L/min y 40 L/min.
- Motor de pistón seco, libre de aceite.
- Presión negativa regulable.
- Máximo vacío de 600 mmHg.
- Dos botellas de 2.500 cc con cierre hermético.
- Control automático de llenado.
- Filtro de aire para protección del sistema.
- Control mediante interruptor manual y pedal.
- Uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Especificaciones

- Capacidad de succión: 20 L/min o 40 L/min
- Vacío máximo: 600 mmHg
- Capacidad total: 5.000 cc
- Botellas recolectoras: 2 x 2.500 cc
- Funcionamiento: Continuo e intermitente
- Motor: Pistón seco, libre de aceite
- Alimentación: 110 V
- Nivel de ruido: ≤65 dB
- Peso aproximado: 21,5 kg
- Población de uso: Adulto, pediátrico y neonatal

Contenido

Succionador quirúrgico 7A-23B1, 2 botellas recolectoras de 2.500 cc, Sistema de conexión y mangueras, Filtro de aire, Pedal de control.

Salas de cirugía - Clínicas y hospitales - Quirófanos - Áreas de procedimientos médicos.

Aplicaciones