

SUCCIONADOR

YX-930D

Equipo de aspiración eléctrica para la succión de secreciones y fluidos en procedimientos clínicos. Cuenta con bomba libre de aceite, alta velocidad de flujo, funcionamiento continuo con carga intermitente y dos recipientes recolectores de 2.500 mL cada uno.

Características

- Bomba libre de aceite.
- Alta velocidad de flujo.
- Bajo nivel de contaminación.
- 2 recipientes recolectores.
- Capacidad de 2.500 mL por recipiente.
- Capacidad total de recolección de 5.000 mL.
- Vacío ajustable.
- Funcionamiento continuo con carga intermitente.
- Diseñado para aspiración médica y procedimientos quirúrgicos

Especificaciones

- Tipo: Succionador / aspirador eléctrico
- Bomba: Libre de aceite
- Recipientes: 2
- Capacidad por recipiente: 2.500 mL
- Capacidad total: 5.000 mL
- Rango de vacío: 0,02 - 0,09 MPa
- Vacío equivalente: -150 a -680 mmHg
- Potencia de entrada: 250 VA
- Alimentación: 110 VAC / 60 Hz
- Modo de operación: Continuo con carga intermitente
- SKU: 001-0011-000002



Ideal para:

Procedimientos quirúrgicos - Aspiración de secreciones y fluidos.