

Tapa para Frasco para Succionador PulmoMed

— Ref. T7A-AD —



Tapa para frasco recolector de 1.000 cc, diseñada para los succionadores PulmoMed 7E-A y 7E-D. Fabricada en PVC, incorpora sistema de control de llenado y empaque de silicona para favorecer un cierre adecuado.

Características

- Compatible con succionadores 7E-A y 7E-D.
- Para frascos de 1.000 cc.
- Fabricada en PVC.
- Sistema de control de llenado.
- Empaque de ajuste en silicona.
- Ideal como repuesto.

Especificaciones

- Compatibilidad: PulmoMed 7E-A y 7E-D
- Capacidad del frasco: 1.000 cc
- Material: PVC
- Empaque: Silicona
- Tipo: Tapa de repuesto

Aplicaciones

Reposición de tapas para sistemas de succión PulmoMed compatibles.