

UNIDAD DE FOTOTERAPIA NEONATAL

XHZ-90

La Unidad de Fototerapia Neonatal XHZ-90 es un equipo diseñado para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal mediante fototerapia. Emite luz visible de alta intensidad y puede utilizarse como unidad móvil o fija, incluyendo montaje sobre incubadoras. Su módulo de iluminación permite ajustar la altura y el ángulo para facilitar la correcta aplicación de la fototerapia.

Características

- Fuente de luz para fototerapia neonatal.
- Cabezal de iluminación ajustable.
- Modelos disponibles en configuración móvil y fija.
- Compatible con incubadoras.
- Altura del módulo ajustable en el modelo móvil.
- Ángulo del módulo de iluminación ajustable.
- Temporizador para controlar el tiempo de fototerapia.
- Soporte móvil con ruedas bloqueables.
- Panel de protección para el paciente.
- Diseño destinado al tratamiento de recién nacidos con hiperbilirrubinemia.

Especificaciones

- Tipo: Unidad de fototerapia de bilirrubina neonatal.
- Fuente de luz: Tubo de luz azul o LED azul, según configuración.
- Rango espectral: 400-550 nm.
- Espectro máximo: aproximadamente 436 nm para la versión con lámpara fluorescente azul.
- Potencia de salida: 75 W.
- Alimentación: AC 110-120 V, 60 Hz.
- Temporizador: Integrado para controlar el tiempo de tratamiento.
- Configuración: Móvil o fija.
- Ajuste del módulo: Altura y ángulo regulables en la versión móvil.

Clínicas y hospitales con atención materno-infantil.

Aplicaciones

