

BOMBA DE INFUSIÓN

HP-60



Bomba de infusión volumétrica de 1 canal, diseñada para la administración controlada y precisa de medicamentos, soluciones, nutrientes y sangre. Cuenta con bomba peristáltica, múltiples modos de infusión, batería recargable de litio y sistemas de seguridad para la protección durante la administración.

Características

- Bomba de infusión modular de 1 canal.
- Pantalla táctil resistiva de 3 pulgadas.
- Batería interna de litio recargable.
- Protección contra flujo libre.
- Mecanismo de puerta motorizada.
- Detección de burbujas de aire.
- Compatible con múltiples sets de infusión.
- Sistema de alarmas para diferentes condiciones de operación.
- Permite transfusión de sangre, soporte nutricional y tratamiento oncológico.



Especificaciones

- Canales: 1
- Modos de infusión: 9
- Sistema de bombeo: Peristáltico
- Rango de flujo: 0,1 – 1.200 ml/h
- Volumen a infundir: 0,01 – 9.999,99 ml
- Precisión de infusión: $\pm 5\%$
- KVO: 0,1 – 5,0 ml/h
- Pantalla: Táctil resistiva de 3"
- Resolución: 480 x 320
- Alimentación AC: 100-240 V / 50-60 Hz
- Entrada DC: 12 V
- Potencia: 45 VA
- Batería: Litio recargable, 11,34 V / 2.900 mAh
- Autonomía: ≥ 10 horas
- Tiempo de carga: ≤ 6 horas
- Dimensiones: 214 x 75 x 142 mm
- Peso: Aprox. 1,4 kg con batería
- Protección: IP23
- Parte aplicada: Tipo CF
- Modo de funcionamiento: Continuo