

BOMBA DE INFUSIÓN BENEFUSION UVP



La serie BeneFusion U está diseñada para ser compacta, liviana, duradera y lo suficientemente útil como para satisfacer diversos requisitos y entornos clínicos.

Dimensiones

- Peso: 1.3 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla táctil capacitiva de 3,5"
 - Peso $\leq 1,3$ kg con batería normal
 - Múltiples modos de administración en la infusión
 - Apta para traslado hospitalario
 - Batería de 5,5 horas
 - IP44: aplicable a diferentes entornos clínicos
 - Material resistente: admite hasta 49 desinfectantes
 - Monitoreo central de la infusión y de las constantes vitales del paciente
 - Acceso al sistema HIS/CEI/EMR mediante el protocolo HL7
- **Marca**
 - Mindray