

CAMA CUNA ELECTRICA PLUS

IM - 596 E



"Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled. Cabecero y piecero en ABS, con marco en tubo cuadrado de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Dimensiones

- Longitud: 150 cm
- Anchura: 70 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Tendido dividido en 4 planos elaborados en lámina C. 22 con estructura en tubería rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.
 - 2 barandas de funcionamiento telescópico en tubo.
 - Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, soporte para bala de oxígeno
- **Tendido y tapizado**
 - Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 3" doble carril antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
 - Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.
 - Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames, bandeja inferior para accesorios.
 - 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.
 - Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
 - "
- **Marca**
 - Imedicol