

CAMA SPIQUIATRICA

IM - 534 A



"Estructura Fabricada en acero cold rolled.Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 y soporte en tubo redondo 1" 1/4

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 90 cm
- Altura: 50 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - C.18, todo en acero en cold rolled.Tendido de 1 secciones elaboradas en lámina C. 22, troquelado en sus laterales con 8 ranuras 4 en cada lateral para posicionar correas de sujeción del paciente, esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.Soporte del tendido inferior fabricado en tubería rectangular de
 - 2x1 C.16, base de la cama fabricada en tubería cuadrada de 1"1/2
- **Dimensiones**
 - C.18Dimensiones internas: Largo 1.90 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.4 Flanches para asegurar cama al suelo Terminado en pintura electrostática en polvo. Posiciones: horizontal.
- **Marca**
 - Imedicol