

CAMA UN PLANO

IM - 529 A



"Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Dimensiones

- Longitud: 193 cm
- Anchura: 90 cm
- Altura: 50 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 y soporte en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero en cold rolled.
 - Tendido uniforme elaborado en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 3" doble carril antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
 - Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
 - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- **Marca**
 - Imedicol