

CAMILLA DE RECUPERACION PLUS

I M - 4 8 8 P



"Fabricada en acero cold rolled C18.

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 65 cm
- Altura: 80 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con 4 ejes antichoque en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
 - Bandeja inferior en lámina cold rolled C. 22.
 - Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- **Tendido y tapizado**
 - Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
 - Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura 0.80 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
 - Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler
 - 2 barandas plegables en aluminio.
 - Soporte para bala de oxígeno.
 - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
 - "
- **Marca**
 - Imedicol