

CAMILLA DE RECUPERACION PLUSS

IM - 491



Fabricada en acero cold rolled C18.

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 65 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Tendido de dos planos en Plástico ABS con cabecero de levante de sistema neumático ,
 - 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
 - Atril de doble gancho de sostenimiento con altura graduable, en varilla redonda de 1/4 y tubo de 5/8 en acero inoxidable, con cuerpo en tubo redondo de 7/8 C.18, pintado.
- **Tendido y tapizado**
 - Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 6" doble carril antibacterial, con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.
 - Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.
- **Dimensiones**
 - Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.
 - Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
 - Soporte para bala de oxígeno.
 - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- **Marca**
 - Imedicol